

Zalecane przeliczenia ciśnienia wewnątrzgałkowego wykonanego **tonometrem aplanacyjnym**

Goldmana w zależności od centralnej grubości rogówki CCT

(Pentacam. Instruction Manual, Measurement and Evaluation System for Anterior Chamber of the Eye).

Grubość centralnej części rogówki w mikronach	445	455	465	475	485	495	505	515	525	535	545	555	565	575	585	595	605	615	625	635	645
Korekta pomiaru ciśnienia śródgałkowego	+7	+6	+6	+5	+4	+4	+3	+2	+1	+1	0	-1	-1	-2	-3	-4	-4	-5	-6	-6	-7